

# EURODENT

[www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)

Treat yourself!

¡Expresa  
toda su  
profesionalidad!

DESCUBRES  
ERGONOMÍA  
EURODENT

PROMOCIÓN  
**2024**



# EURODENT

pone su profesionalidad en el centro:  
exprese su talento y haga la diferencia



## EURODENT es:

- ERGONOMÍA** Posición de trabajo ideal para obtener siempre el mejor resultado del tratamiento.
- DISEÑO** La belleza del diseño crea un ambiente agradable para el bienestar del personal odontológico y de los pacientes.
- GARANTÍA** Productos Made in Italy con 3 años de garantía.
- ECONOMÍA** La alta fiabilidad del equipo dental reduce las paradas de la máquina. Los repuestos están disponibles a costos controlados para garantizar la máxima operatividad en todo momento.
- SPECIALIST** La amplia red de técnicos Eurodent ofrece asistencia las 24 horas para garantizar constantemente la operatividad del consultorio.



# ISOFLEX: Ergonomía a medida



ISOFLEX



ISOFLEX  
CONTINENTAL



ISOFLEX  
MODULAR/  
ORTHO



ISOFLEX  
CART



EURODENT conoce la importancia de la ergonomía. Ahora, con ISOFLEX, la ha llevado al máximo nivel: este nuevo concepto de trabajo permite al profesional hallar siempre la posición ideal en torno al paciente, gracias a un sistema que se adapta a las diferentes disciplinas y hábitos operativos. La libertad ofrecida por ISOFLEX favorece la máxima flexibilidad y fluidez en el trabajo, con el fin de alcanzar siempre el mejor resultado del tratamiento.

**DESDE € 5.990**

Transporte, montaje e IVA excluidos.



# EQUIPO ISOFLEX

## 01 PROMO SPECIALIST

### CONSOLA ORTHO AMBIDIESTRA MODULAR CON CONFIGURACIÓN PARA HASTA 6 INSTRUMENTOS, CON:

- Un BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior del sillón con:
- Un KIT Aspiración DUUR previsto para 2 cánulas de aspiración con electroválvulas selectivas.

### INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de 3 funciones
- Módulo para turbina con luz
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led EU P-E compatible Satelec o EMS
- Unidad con Regulación independiente de la potencia y sprays de cada instrumento
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos
- Botón señalización LED para activar la distribución de spray en botella y agua corriente
- Indicador de LED de la inversión de micromotor
- Indicador de LED de la variación de la potencia de los instrumentos de 5 niveles
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavables.
- Bandeja portatray
- Safespray

### SILLÓN AGO4XF

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados y cuatro posiciones programables.
- Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el respaldo.

### PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y regreso a la última posición

### BRAZO DOBLE CON BANDEJA DOBLE FIJACIÓN SOPORTE CIALÍTICO OPCIONAL



### MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos Satelec o EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.400**  
REGALO

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

 Swiss Made  
3 AÑOS DE GARANTÍA



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.600**  
REGALO

### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL  
**€ 420**  
REGALO

## DESDE

PRECIO DE LISTA € ~~19.800~~

PRECIO FINAL € **9.900**

SOLO POR MES € **190\***

**3 AÑOS**  
GARANTÍA

\*64 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



# EQUIPO ISOFLEX

## 02 PROMO FLEXIBLE

### CARRO DIGITAL SMART EVO CON CONFIGURACIÓN HASTA PARA 5 INSTRUMENTOS

- Teclado PAD con visualización gráfica numérica
- Regulación independiente de la potencia y sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Pantalla para el control de todos los parámetros de los instrumentos en función de los requerimientos.
- Movimiento del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
  - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Manija de desplazamiento.
- Bandeja portatray
- PEDAL MULTIFUNCIÓN REÓSTATO CON ACTIVACIÓN DE SPRAY, VELOCIDAD DE LOS INSTRUMENTOS Y MOVIMIENTOS DEL SILLÓN

### INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica
- Módulo con micromotor eléctrico MSK NLS PLUS de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led EU P-E compatible Satelec o EMS.

### SILLÓN AG04XF

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida - bajada del asiento, subida - bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el respaldo.
- Kit de estabilidad
- UN BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior del sillón con:
  - Un KIT Aspiración DURR previsto para 2 cánulas de aspiración con electroválvulas selectivas y válvula de selección Durr integrada I

### LÁMPARA CIALÍTICA DE LED SW MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

**BRAZO DOBLE CON BANDEJA DOBLE FIJACIÓN SOPORTE CIALÍTICO OPCIONAL**



### LÁMPARA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.160 REGALO**

### MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos Satelec o EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.400 REGALO**

### MICROMOTEUR DE INDUCCION MSK NLX PLUS

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 4,0 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.890 REGALO**

### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL  
**€ 420 REGALO**

**3 AÑOS GARANTÍA**

## DESDE

PRECIO DE LISTA € ~~27.800~~

PRECIO FINAL € **13.900**

**SOLO POR MES € 268\***

\*64 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



**CONSOLA DEL ODONTÓLOGO**

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
  - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

**INSTRUMENTOS**

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led EU P-E compatible Satelec o EMS.

**CONSOLA DEL ASISTENTE**

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

**GRUPO HÍDRICO**

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

**SILLÓN AGO4**

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

**PEDALES**

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

**LÁMPARA À LED EOS**

- Intensidad luminosa de 10.000 a 35.000 lx
- Temperatura de color 4500 K
- Rotación en 3 ejes
- Sensor de encendido/apagado sin contacto, panel táctil y encendido/apagado automático, utilizando los preajustes del sillón.
- Manijas desmontables y autoclavables

**DESDE**

PRECIO DE LISTA € ~~21.980~~

PRECIO FINAL € **10.990**

**SOLO POR MES € 212\***

\*64 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

**3 AÑOS GARANTÍA**



**LÁMPARA LED EOS**

Diseño esencial y refinado. Funciones intuitivas. Uso inteligente de los materiales. Gracias a su inigualable luminosidad y a su excepcional durabilidad.



- Intensidad luminosa de 10.000 a 35.000 lx
- Temperatura de color 4500 K
- Rotación en 3 ejes
- Sensor de encendido/apagado sin contacto, panel táctil y encendido/apagado automático, utilizando los preajustes del sillón.
- Manijas desmontables y autoclavables.

VALOR COMMERCIALE  
**€ 1.400 REGALO**

**MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E**

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos Satelec o EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMMERCIAL  
**€ 1.400 REGALO**

**MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR**

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

**Swiss Made 3 AÑOS DE GARANTÍA**



VALOR COMMERCIAL  
**€ 2.600 REGALO**



# EQUIPO ISOTRON

## 04 PROMO ADVANCED

### CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil capacitiva para el control de:**
  - **Movimientos del sillón y activación de sus programas,**
  - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica,**
  - **Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,**
  - **Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,**
  - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

### INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien Air de inducción.**
- Módulo de ultrasonidos led EU P-E compatible Satelec o EMS.

### CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
  - Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

### GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
- Safespray

### SILLÓN AGO4

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

### PEDALES INALÁMBRICOS MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

### LÁMPARA LED EU POLARIS

- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
- Temperatura de color regulable
- Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
- Rotación en 3 ejes



### LÁMPARA LED EU POLARIS

- La tecnología led y el perfecto equilibrio del sistema de rotación permiten la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.
- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
  - Temperatura de color regulable
  - Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
  - Rotación en 3 ejes
  - Regulación de la intensidad luminosa con 8 parábolas reflectantes que garantizan un óptimo efecto cialítico
  - Manijas desmontables y autoclavables



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.120**  
**REGALO**

### MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos Satelec o EMS.

Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.



VALOR COMERCIAL  
**€ 1.400**  
**REGALO**

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MX2 BIEN AIR

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

 **Swiss Made**  
**3 AÑOS DE GARANTÍA**



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.890**  
**REGALO**

### SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL  
**€ 420**  
**REGALO**

## DESDE

PRECIO DE LISTA € ~~28.980~~

PRECIO FINAL € **14.490**

**SOLO POR MES € 280\***

**3 AÑOS GARANTÍA**

\*64 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



**EQUIPO  
ABSOLUTE**

**05 PROMO  
EXCELLENT**

**CONSOLA DEL ODONTÓLOGO**

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
- Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- Pantalla táctil con capacidad para el control de:**
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas**
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.**
  - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.**
  - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.**
  - Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray doble con brazo articulado.

**INSTRUMENTOS**

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina **proporcional** de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien Air de inducción.**
- Módulo de ultrasonidos led EU P-E compatible Satelec o EMS.

**CONSOLA DEL ASISTENTE**

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Teclado de membrana para el control de:
  - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
  - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Predisposición para 2 instrumentos adicionales: jeringa y lámpara polimerizadora.

**GRUPO HÍDRICO**

- Escupidera de cerámica con movimiento de 140°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray.

**SILLÓN AGO4**

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.

**PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN**

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

**LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA**

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.



**LÁMPARA LED EU MAIA**

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.160 REGALO**

**MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E**

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos Satelec o EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL  
**€ 1.400 REGALO**

**MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MX2 BIEN AIR**

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL  
**€ 2.600 REGALO**

 **Swiss Made**  
**3 AÑOS DE GARANTÍA**

**SAFESPRAY**

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL  
**€ 420 REGALO**

**DESDE**

PRECIO DE LISTA € ~~34.980~~

PRECIO FINAL € **17.490**

**SOLO POR MES € 330\***

**3 AÑOS GARANTÍA**

\*64 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.



# SUPREME

El único sillón polivalente para la asistencia sanitaria

**SUPREME DEN**  
PARA INTERVENCIONES  
DE ODONTOLOGÍA



**SUPREME AES**  
PARA PROCEDIMIENTOS  
MÉDICO-ESTÉTICOS



**SUPREME OS**  
PARA INTERVENCIONES  
DE CIRUGÍA ORAL



## ERGONOMÍA Y COMODIDAD

Para el paciente y también para el médico, que puede trabajar de pie o sentado, según las necesidades.



## FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

Una gama de sillones adecuados para las diferentes necesidades quirúrgicas. Permite colocar al paciente en posición supina o prona. Capacidad de elevación: 300 kg



## HIGIENE

Todos los acolchados son fácilmente extraíbles para facilitar su higienización.



## MADE IN ITALY

Proyectado y realizado por una empresa italiana que tiene un especial y reconocido interés por el diseño y la calidad de los materiales de acabado.



Los taburetes Eurodent se adaptan rápida y fácilmente a sus necesidades, gracias a diferentes posibilidades de regulación:

- Altura e inclinación del asiento variables y regulables individualmente.

- Acolchado del asiento y del respaldo perfilado ergonómicamente.

- Mayor estabilidad, gracias a la especial superficie perfilada del asiento.

- Amplio espacio libre, gracias al soporte redondeado para el muslo.



**SYNCRO T5**

El asiento anatómico y el movimiento sincronizado del espaldar permiten al odontólogo sentarse en la posición más cómoda y correcta.



**ASSIST**

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo semicircular permiten al asistente sentarse cómodamente, manteniendo una máxima agilidad de trabajo.



**HARLEY**

Similar en sus formas al asiento de una motocicleta, permite equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos y articulaciones.

PRECIO DE LISTA	€	<del>990</del>
<b>PRECIO FINAL</b>	€	<b>590</b>

Configuración del taburete sin apoyapiés

PRECIO DE LISTA	€	<del>750</del>
<b>PRECIO FINAL</b>	€	<b>480</b>

Configuración del taburete sin apoyapiés

PRECIO DE LISTA	€	<del>750</del>
<b>PRECIO FINAL</b>	€	<b>480</b>

Configuración del taburete sin apoyapiés

Las condiciones financieras ilustradas tienen carácter indicativo y pueden sufrir variaciones en función de la evolución del mercado financiero. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. La financiación está sujeta a la aprobación de la empresa financiera.



## A medida para mí

*“He optado por Eurodent porque es el equipo dental que me permite aprovechar al 100 % mis capacidades y experiencia. Puedo personalizar las configuraciones, adaptándolas a mi forma de trabajar, y moverme perfectamente en el espacio de trabajo. De esta forma cuento con las condiciones ideales para realizar los mejores tratamientos odontológicos”*

**Dr. Prof. Tiziano Di Carlo**  
**Docente en la maestría de segundo nivel en prótesis fijas.**  
**Sapienza - Universidad de Roma**



Tu Eurodent Specialist es:



**alain  
 medical**  
 Health & Technology

**Alain Medical, S.L.**  
 Tel.: +34 636 969 298  
 Mail: [info@alainmedical.com](mailto:info@alainmedical.com)

# EURODENT

Treat yourself!

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy  
 Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625  
[eurodent@eurodent.it](mailto:eurodent@eurodent.it) - [www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)

**Director comercial:**  
**Señora Giovanna Dozio**  
 Cell. +39 393 8875521  
[g.dozio@eurodent.it](mailto:g.dozio@eurodent.it)

